


Anti-IL6St Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P40189

품목 번호: CM0020300



소개

사람 IL6ST (gp130, CD130)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL6ST Rabbit pAb
비고/별칭	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3572
GeneID	3572
면역원	사람 IL6ST (NP_002175.2)의 아미노산 751-918에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P40189
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)