


Anti-IL6St Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

품목 번호: CM0016990



소개

인간 IL6ST/gp130(CD130)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. IL-6 패밀리 사이토카인 신호전달, 면역 반응 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL6ST Rabbit pAb
비고/별칭	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
종	인간
유전자 ID (인간)	3572
유전자 ID	3572
면역원	인간 IL6ST (NP_001177910.1)의 아미노산 678-857에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40189
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백