

## Wb, Elisa용 Anti-IL7 토끼 단일클론 항체 - P13232

품목 번호: CM0007463



### 소개

인간 IL-7을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. IL-7은 T세포와 B세포의 발달을 조절하는 주요 조혈성 사이토카인입니다. 단백질 분자량: 20 kDa.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 제품명     | IL7 토끼 mAb                                                 |
| 비고/별칭   | IL-7; IL7                                                  |
| 종       | 인간                                                         |
| GeneID  | 3574 (인간)                                                  |
| 면역원     | 인간 IL7의 아미노산 26-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000871.1) |
| 공급원     | 토끼                                                         |
| 분류      | 단일클론 항체                                                    |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                  |
| 교차 반응성  | 인간                                                         |
| SWISS   | P13232                                                     |
| 단백질 분자량 | 20kDa                                                      |
| 배송      | 아이스팩                                                       |