

Wb, Elisa용 항IL7 토끼 다클론 항체 - P13232

품목 번호: CM0022153



소개

인간 인터루킨-7(IL-7)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 림프구 발달, T세포 및 B세포 항상성, 사이토카인 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL7 토끼 pAb
비고/별칭	IL-7; IL7
종	인간
유전자ID (인간)	3574
유전자ID	3574
면역원	합성 펩티드: 인간 IL7(NP_000871.1)의 아미노산 26-177 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P13232
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스백