


Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa용 항 Il8 토끼 단일클론 항체 - P10145

품목 번호: CM0006502



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA용으로 검증된 인간 IL8(인터루킨-8)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 염증 및 호중구 주화성에 관여하는 케모카인을 표적으로 합니다. 면역원: 재조합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL8 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
종	인간
유전자 ID(인간)	3576
유전자 ID	3576
면역원	인간 IL8(NP_000575.1)의 아미노산 28-99에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, FC(세포 내), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10145
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스팩