


Wb 및 Elisa용 Anti-IL8 토끼 다클론 항체 - P10145

품목 번호: CM0015279



소개

인간 IL-8/CXCL8을 표적으로 하며 WB 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 호중구 주화성과 염증 반응 연구에 이상적이며, 인간 샘플과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IL8 토끼 pAb
비고/별칭	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAIP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
종	인간
GeneID(인간)	3576
GeneID	3576
면역원	인간 IL8(NP_000575.1)의 아미노산 1-99 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10145
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백