


Anti-IL8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P10145

품목 번호: CM0020426



소개

인간 인터루킨-8(IL-8/CXCL8)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 케모카인 매개 염증 반응 및 호중구 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL8 Rabbit pAb
비고/별칭	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
종	인간
GeneID (Human)	3576
GeneID	3576
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P10145
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백