

Wb, Fc, Elisa용 항IL9 토끼 단클론 항체 - P15248

품목 번호: CM0007697



소개

이 재조합 토끼 단클론 항체는 인간 IL-9(SWISS: P15248)를 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯, 유세포 분석(세포내) 및 ELISA에서 검증된 이 항체는 기생충에 대한 면역 반응, T세포 분화 및 비만세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	IL9 토끼 mAb
비고/별칭	P40; HP40; IL-9; IL9
종	인간
GeneID (인간)	3578
GeneID	3578
면역원	재조합 단백질 인간 IL9(NP_000581.1)의 아미노산 19-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, FC (세포내), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P15248
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백