

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL9 토끼 다클로날 항체 - P15248

품목 번호: CM0023614



소개

사람 IL9 (인터루킨-9)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 면역 반응 및 사이토카인 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL9 Rabbit pAb
비고/별칭	P40; HP40; IL-9; IL9
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3578
GeneID	3578
면역원(Immunogen)	사람 IL9 (NP_000581.1)의 아미노산 19-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P15248
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)