

Wb 및 Elisa용 Anti-IL9R 폴리클로날 항체 (토끼) - Q01113

품목 번호: CM0028325



소개

인간 IL-9 수용체(IL9R, CD129)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 나타냅니다. 면역학 및 기생충학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL9R Rabbit pAb
비고/별칭	CD129; IL-9R; IL9R
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3581
유전자 ID	3581
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 IL9R (XP_011529456.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q01113
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)