

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ilf3 다클론 항체 - Q12906

품목 번호: CM0021280



소개

사람, 마우스 및 랫드에서 Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 ILF3(NF90) 표적 토끼 다클론 항체입니다. circRNA 생합성, 전사 조절 및 항바이러스 방어에서 RNA 결합 단백질을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ILF3 토끼 pAb
비고/별칭	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
종	사람
GeneID(사람)	3609
GeneID	3609
면역원	사람 ILF3(NP_036350.2)의 아미노산 1~270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q12906
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백