

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ilf3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q12906

품목 번호: CM0004174



소개

인간 ILF3 (UniProt Q12906)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트와 반응. 95kDa 밴드를 검출. circRNA 생합성, 전사 조절, 선천 항바이러스 반응 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	ILF3 Rabbit mAb
비고/별칭	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
종	인간
GeneID (Human)	3609
GeneID	3609
면역원	인간 ILF3 (Q12906)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q12906
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백