

Wb 및 Elisa용 Anti-Ilkap 다클론 항체 - Q9H0C8

품목 번호: CM0013452

소개

ILKAP(PP2C-DELTA)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며 인간 및 생쥐와 교차 반응합니다. 세포 접착, 성장 인자 신호 전달 및 세포 주기 인산가수분해효소 활성을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ILKAP 토끼 pAb
비고/별칭	PP2CD; PPM1O; ILKAP2; ILKAP3; PP2C-DELTA; ILKAP
종	인간
GeneID (인간)	80895
GeneID	80895
면역원	인간 ILKAP(NP_110395.1)의 아미노산 1-392에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9H0C8
단백질 중량	43kDa
배송	아이스팩