


유세포측정용 항ILT5/Cd85A (Lilrb3) 단클론 항체 () - O75022

품목 번호: CM0011595



소개

유세포측정용 인간 ILT5/CD85a (LILRB3)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 단핵구 및 B세포에서 69-71 kDa 억제 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 ILT5/CD85a mAb
비고/별칭	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; 백혈구 면역글로불린 유사 수용체 B3
종	인간
유전자 ID (인간)	11025
유전자 ID	11025
면역원	인간 ILT5/CD85a (NP_006855.3)의 아미노산 24-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	O75022
단백질 분자량	69kDa/71kDa
배송 방식	아이스백