

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Immmp2L 토끼 다클론 항체 - Q96T52

품목 번호: CM0019354

소개

인간 IMM2L(IMM2 유사 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체로, 단백질 수입과 세포사멸에 관여하는 미토콘드리아 내막 프로테아제입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IMM2L 토끼 pAb
비고/별칭	IMM2L; IMM2L-IT1; IMP2; IMP2-LIKE; 미토콘드리아 내막 프로테아제 소단위체 2
종	인간
GeneID (인간)	83943
GeneID	83943
면역원	인간 IMM2L의 아미노산 38~175(NP_001231535.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96T52
단백질 분자량	12kDa/19kDa
배송	아이스팩