

Wb, Ihc-P, If/Icc용 항Immt 토끼 폴리클로날 항체 - Q16891

품목 번호: CM0027135

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 인간 IMMT(미토피린, MIC60)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 내막 구조 및 크리스타 형태 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IMMT 토끼 pAb
비고/별칭	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
종	인간
유전자 ID	10989
면역원	인간 IMMT(NP_006830.2)의 아미노산 120-270에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16891
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스 팩