


Anti-Impa1 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P29218

품목 번호: CM0026471



소개

인간, 마우스, 쥐(rat)의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 IMPA1 토끼 다클론 항체입니다. 포스파티딜이노시톨 신호 전달 및 리튬 민감성 경로의 핵심 효소인 이노시톨 모노포스파타제 1(IMPA1)을 표적으로 하며, 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IMPA1 토끼 pAb
비고/별칭	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
종(Species)	인간
유전자 ID	3612
면역원	인간 IMPA1(NP_005527.1)의 아미노산 1-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	P29218
단백질 중량	30kDa
배송	아이스팩