


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Impdh1 토끼 다클로날 항체 - P20839

품목 번호: CM0028436



소개

사람 IMPDH1 (P20839)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 구아닌 뉴클레오타이드 생합성의 핵심 효소로, 세포 성장 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IMPDH1 Rabbit pAb
비고/별칭	IMPD; RPI0; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3614
유전자 ID	3614
면역원	사람 IMPDH1 (NP_899066.1)의 아미노산 434-563에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P20839
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)