


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Impdh2 폴리클로날 항체 - P12268

품목 번호: CM0025319



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 IMPDH2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 랫트의 IMPDH2(~56 kDa)를 인식하며, 이는 구아닌 뉴클레오타이드 합성의 핵심 효소입니다. 암 연구 및 뉴클레오타이드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IMPDH2 Rabbit pAb
비고/별칭	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
종(Species)	사람(Human)
GeneID	3615
면역원(Immunogen)	사람 IMPDH2 (NP_000875.2)의 아미노산 215-514에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P12268
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백