


Western Blot, Ihc-P, Elisa용 Anti-Impdh2 폴리클로날 항체 - P12268

품목 번호: CM0017531



소개

Western blot, IHC-P, ELISA 검증이 완료된 IMPDH2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 표적은 이노신-5'-일인산 탈수소효소 2로, 데노보 구아닌 뉴클레오티드 합성의 핵심 효소입니다(SWISS P12268).

[자세히 알아보기](#)

제품명	IMPDH2 Rabbit pAb
비고/별칭	IMP2; IMPDH-II; IMPDH2
종	인간
GeneID (Human)	3615
GeneID	3615
면역원	인간 IMPDH2 (NP_000875.2)의 아미노산 215-514에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12268
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백