


Anti-Importin 9 / Ranbp9 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P70

품목 번호: CM0003619



소개

Importin 9 (RANBP9)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블랏, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐 및 랫트와 교차 반응합니다. 핵 수송 및 히스톤 셰이퍼론 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Importin 9 / RANBP9 Rabbit mAb
비고/별칭	Imp9; Importin 9 / RANBP9
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	55705
유전자 ID	55705
면역원	사람 Importin 9 / RANBP9 (Q96P70)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q96P70
단백질 분자량	116 kDa
배송	아이스백 (Ice bag)