

항-임포틴 알파 5/Kpna1 토끼 단클론 항체 - P52294

품목 번호: CM0007261



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 임포틴 알파 5 (KPNA1)에 대한 단클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 핵질 수송 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	임포틴 알파 5/KPNA1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Importin Alpha 5/KPNA1
종	인간
유전자ID (인간)	3836
유전자ID	3836
면역원	인간 임포틴 알파 5/KPNA1 (NP_002255.3)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P52294
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩