


Wb, Elisa용 항-Inadl 토끼 다클론 항체 - Q8Ni35

품목 번호: CM0024778



소개

INADL 토끼 pAb는 합성 펩티드 면역원을 사용하여 인간 INADL에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐의 밀착연접 골격단백질 INADL을 인식하며 WB 및 ELISA에 권장됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INADL 토끼 pAb
비고/별칭	Cipp; INADL; hINADL; InaD-like
종	인간
유전자 ID (인간)	10207
유전자 ID	10207
면역원	합성 펩티드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8NI35
단백질 분자량	196kDa
배송	아이스백