


Wb 및 Elisa용 항-Incencp 다클론 항체 - Q9Nqs7

품목 번호: CM0018338



소개

인간 INCENP에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트 샘플에서 INCENP 검출에 적합하며 유사분열 및 염색체 분리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	INCENP 토끼 pAb
비고/별칭	INCENP
종	인간
GeneID (인간)	3619
GeneID	3619
면역원	인간 INCENP (NP_064623.2)의 아미노산 785-914에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q9NQS7
단백질 분자량	105kDa
배송 방식	아이스백