


Wb 및 Elisa용 Anti-Ing1 토끼 다클로날 항체 - Q9Uk53

품목 번호: CM0027577



소개

인간 ING1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. ING1은 세포 성장 조절에서 p53과 협력하는 종양 억제 인자입니다. 예상 MW: 47kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ING1 Rabbit pAb
비고/별칭	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3621
GeneID	3621
면역원	합성 펩타이드: 인간 ING1 (NP_937862.1)의 아미노산 80-180 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9UK53
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백