


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ing4 토끼 다클로날 항체 - Q9Unl4

품목 번호: CM0030974



소개

사람 ING4 (p29ING4)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응하며, 종양 억제, 크로마틴 및 세포자살 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ING4 Rabbit pAb
비고/별칭	my036; p29ING4; ING4
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	51147
GeneID	51147
면역원(Immunogen)	`제조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UNL4
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)