


Anti-Inhbb 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P09529

품목 번호: CM0030145



소개

인간 INHBB (인히빈 베타 B 사슬)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 생식 생물학, 줄기 세포 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INHBB Rabbit pAb
비고/별칭	INHBB
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3625
GeneID	3625
면역원(Immunogen)	인간 INHBB (NP_002184.2)의 아미노산 293-407에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P09529
단백질 분자량(Protein Weight)	45kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)