

Anti-Inhibin Alpha (Inha) Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - P05111

품목 번호: CM0024372

소개

인간 Inhibin alpha (INHA)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차반응성을 가집니다. 생식 내분비학 및 HPG 축 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Inhibin alpha (INHA) Rabbit pAb
비고/별칭	INHA; Inhibin alpha (INHA)
종	인간
GeneID (Human)	3623
GeneID	3623
면역원	인간 Inhibin alpha (INHA) (NP_002182.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05111
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백