


Anti-Inhibin Beta A (Inhba) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P08476

품목 번호: CM0030513



소개

인간 Inhibin beta A (INHBA)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. TGF-베타 신호전달, 생식 생물학, 발생 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Inhibin beta A (INHBA) Rabbit pAb
비고/별칭	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
종	인간
GeneID	3624
면역원	인간 Inhibin beta A (INHBA) (NP_002183.1)의 아미노산 21-426에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08476
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백