


Anti-Inhibin Beta A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08476

품목 번호: CM0029888



소개

인간 Inhibin beta A (INHBA)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 생식 생물학, 줄기세포 유지 및 섬유화 연구를 지원합니다. CamelBio에서 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Inhibin beta A Rabbit pAb
비고/별칭	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
종	인간
GeneID (human)	3624
GeneID	3624
면역원	합성 펩타이드 인간 Inhibin beta A (NP_002183.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08476
단백질 무게	47kDa
배송	아이스백