

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Inos 단일클론 항체 - P35228

품목 번호: CM0010644



소개

사람 iNOS(NOS2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 iNOS와 교차 반응합니다. 염증, 면역 반응 및 일산화질소 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	iNOS 토끼 mAb
비고/별칭	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
종	사람
GeneID(사람)	4843
GeneID	4843
면역원	재조합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P35228
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스팩