

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Inos 토끼 단일클론 항체 - P29477

품목 번호: CM0012551



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-iNOS 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스, 인간 및 랫드의 iNOS(Swiss-Prot P29477)에 반응합니다. 일산화질소 신호전달 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	iNOS 토끼 mAb
비고/별칭	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
종	마우스
유전자 ID(인간)	4843
유전자 ID	18126
면역원	재조합 단백질(마우스 iNOS의 아미노산 1-200번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_035057.1))
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P29477
단백질 분자량	131 kDa
배송	아이스팩