

Wb용 Anti-Inos 토끼 단일클론 항체 - P35228

품목 번호: CM0012183



소개

사람 iNOS (P35228)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 면역원 (aa 2-200)을 사용하여 생산되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	iNOS Rabbit mAb
비고/별칭	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	4843
GeneID	4843
면역원(Immunogen)	사람 iNOS (P35228)의 아미노산 2-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P35228
단백질 분자량	131 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)