

Wb 및 Elisa용 Anti-Inos Rabbit Polyclonal Antibody - P35228

품목 번호: CM0016394



소개

WB 및 ELISA용 인간 iNOS(유도형 일산화질소 합성효소)에 대한 토끼 폴리클론항체; 인간 및 마우스와 교차반응. 염증, 대식세포 생물학, NO 신호전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	iNOS Rabbit pAb
비고/별칭	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
종	인간
GeneID (Human)	4843
GeneID	4843
면역원	인간 iNOS (NP_000616.3)의 아미노산 974-1143에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P35228
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백