

Anti-Inpp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P49441

품목 번호: CM0013128

소개

인간 INPP1(이노시톨 폴리인산 1-포스파타제)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 반응성에 대해 검증되었으며, 면역원은 잔기 1-180을 포함합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INPP1 Rabbit pAb
비고/별칭	INPP1
종	인간
GeneID (Human)	3628
GeneID	3628
면역원	인간 INPP1 (NP_002185.1)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49441
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백