

Wb, Elisa용 항-Inpp4A 다클론 항체 - Q96Pe3

품목 번호: CM0029878

소개

인간 INPP4A(Q96PE3)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 포스포이노시티드 신호전달 및 신경보호 연구를 위해 N-말단 영역을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INPP4A 토끼 pAb
비고/별칭	INPP4; TVAS1; INPP4A
종	인간
유전자ID (인간)	3631
유전자ID	3631
면역원	인간 INPP4A(NP_004018.1)의 아미노산 1-250에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q96PE3
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스 팩