

Wb 및 Elisa용 Anti-Inpp4B 토끼 다클로날 항체 - O15327

품목 번호: CM0022071

소개

인간 INPP4B에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 지질 포스파타제 기능 및 PI3K-AKT 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INPP4B Rabbit pAb
비고/별칭	INPP4B
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8821
면역원	인간 INPP4B (NP_003857.2)의 아미노산 380-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O15327
단백질 분자량	105kDa
배송	아이스백