

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Inpp5A 폴리클로날 항체 - Q14642

품목 번호: CM0025293

소개

이노시톨 인산 신호 전달 연구를 위한 인간 INPP5A(5PTase)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 래트 교차 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 심장, 뇌, 근육 조직 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INPP5A Rabbit pAb
비고/별칭	5PTASE; INPP5A
종	인간
유전자 ID (인간)	3632
유전자 ID	3632
면역원	재조합 단백질 인간 INPP5A (NP_005530.3)의 아미노산 10-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q14642
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백