

Wb, If/Icc, Elisa용 항Inpp5J 다클론 항체 - Q15735

품목 번호: CM0027831

소개

WB, IF/ICC, ELISA용 INPP5J(PIPP, INPP5)에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 생쥐, 쥐에서 검증됨. 표적 분자량 107kDa. 스위스프로트 Q15735. 포스포이노시티드 신호 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INPP5J 토끼 pAb
비고/별칭	PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J
종	인간
유전자ID (인간)	27124
유전자ID	27124
면역원	인간 INPP5J(NP_001002837.1)의 아미노산 60-360번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q15735
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백