

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Inpp5K 토끼 다클론 항체 - Q9Bt40

품목 번호: CM0029693

소개

인간, 마우스, 랫드 대상 WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 Anti-INPP5K 토끼 다클론 항체입니다. 이노시톨 인산염 신호 전달, 액틴 세포골격 조절 및 인슐린 매개 포도당 흡수 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INPP5K 토끼 pAb
비고/별칭	PPS; SKIP; MDCC4D; INPP5K
종	인간
GeneID	51763
면역원	인간 INPP5K(NP_057616.2)의 149-448 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BT40
단백질 무게	51kDa
배송	아이스팩