

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Insig2 토끼 다클론 항체 - Q9Y5U4

품목 번호: CM0021114



소개

인간 INSIG2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. INSIG2는 SREBP의 보유와 HMGCR 분해를 통해 콜레스테롤 합성을 조절하는 주요 옥시스테롤 결합 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INSIG2 토끼 pAb
비고/별칭	INSIG-2; INSIG2
종	인간
GeneID (인간)	51141
GeneID	51141
면역원	합성 펩타이드 — 인간 INSIG2(NP_057217.2)의 아미노산 50-150 영역에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5U4
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백