

Wb 및 Elisa용 Anti-Insr/Igf1R 단일클론 항체 - P06213 / P08069

품목 번호: CM0007720



소개

WB 및 ELISA용 Anti-INSR/IGF1R 토끼 mAb로, 인간, 마우스, 랫드의 인슐린/IGF-1 수용체(156 kDa)를 표적으로 합니다. 신호 전달, 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INSR/IGF1R 토끼 mAb
비고/별칭	HHF5; CD220; IGF1R; CD221; IGFIR; JTK13; INSR/IGF1R
종	인간
GeneID (인간)	3643/3480
면역원	인간 INSR/IGF1R의 아미노산 1100-1200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_000199.2)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06213/P08069
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스 팩