

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항인슐린 토끼 단일클론 항체 - P01308

품목 번호: CM0002847



소개

인간 인슐린에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 당뇨병 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인슐린 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulin
종	인간
유전자 ID (인간)	3630
유전자 ID	3630
면역원	인간 인슐린(P01308)의 아미노산 25-110 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01308
단백질 분자량	12kDa
배송 방법	아이스 팩