

## Wb, Elisa용 항인슐린 수용체 다클론 항체 - P06213

품목 번호: CM0020707



### 소개

인간 인슐린 수용체(P06213)에 대한 토끼 다클론 항체로 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 대사 질환 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 인슐린 수용체 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | HHF5; CD220; 인슐린 수용체                                            |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 3643                                                            |
| GeneID      | 3643                                                            |
| 면역원         | 인간 인슐린 수용체(NP_000199.2)의 아미노산 475-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원          | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS       | P06213                                                          |
| 단백질 분자량     | 156kDa                                                          |
| 배송          | 아이스 팩                                                           |