

Wb, Elisa용 항인슐린 수용체 토끼 단일클론 항체 - P06213

품목 번호: CM0002473



소개

인간 인슐린 수용체(P06213)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 인슐린 신호 전달 및 대사 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인슐린 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	HHF5; CD220; 인슐린 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	3643
면역원	인간 인슐린 수용체(P06213)의 아미노산 900-1000번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P06213
단백질 분자량	156kDa
배송 방식	아이스 팩