

Wb, Ip, Elisa용 항인슐린 수용체 토끼 다클론 항체 - P06213

품목 번호: CM0020304



소개

인간 인슐린 수용체(INSR)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역침강(IP) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 인슐린 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인슐린 수용체 토끼 pAb
비고/별칭	HHF5; CD220; 인슐린 수용체
종	인간
GeneID (인간)	3643
GeneID	3643
면역원	인간 INSR(NP_000199.2)의 1281~1382번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 또는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P06213
단백질 분자량	156kDa
배송	아이스팩