


Anti-Integrin Alpha 1 (Itga1/Cd49A) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P56199

품목 번호: CM0006361



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 인테그린 알파-1(ITGA1/CD49a)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 부착에 관여하는 라미닌/콜라겐 수용체입니다. 연구 및 진단 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha 1 (ITGA1/CD49a) Rabbit mAb
비고/별칭	VLA1; CD49a; Integrin alpha 1 (ITGA1/CD49a)
종	Human
유전자 ID (인간)	3672
유전자 ID	3672
면역원	인간 인테그린 알파 1 (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1)의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	P56199
단백질 분자량	131 kDa
배송	아이스백