

Wb 및 If용 항인테그린 알파 1/Cd49A 단클론 항체 - Q3V3R4

품목 번호: CM0010615

소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증된 마우스 인테그린 알파 1(CD49a/VLA-1)에 대한 토끼 단클론 항체. 마우스와 래트를 인식합니다. 세포 접착 및 인테그린 신호전달 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인테그린 알파 1/CD49a 토끼 mAb
비고/별칭	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	3672
유전자ID	109700
면역원	마우스 인테그린 알파 1/CD49a (NP_001028400.2)의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q3V3R4
단백질 분자량	131 kDa
배송	아이스팩