


Wb, Elisa용 Anti-Integrin Alpha 1/Cd49A Rabbit Polymab® - P56199 / Q3V3R4

품목 번호: CM0008941



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스 및 랫드와 반응하는 고품질 anti-Integrin alpha 1/CD49a Rabbit PolymAb® 단일클론 항체입니다. 세포 접착 및 성장 조절에서 라미닌/콜라겐 수용체 신호를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha 1/CD49a Rabbit PolymAb®
비고/별칭	VLA1; CD49a
종	인간/마우스
유전자 ID (인간)	3672
유전자 ID (마우스)	109700
면역원	인간/마우스 Integrin alpha 1/CD49a의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_852478.1)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P56199/Q3V3R4
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스백