

Ihc-P, Fc, Elisa용 안티-인테그린 알파 3/Cd49C 모노클로날 항체 - P26006

품목 번호: CM0011416

소개

인간 인테그린 알파 3/CD49c에 대한 토끼 모노클로날 항체로, IHC-P, FC, ELISA에 적합합니다. 세포 부착, 침입 및 미생물 감염에 관여하는 117kDa 단백질을 인식합니다. 연구용으로 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin alpha 3/CD49c Rabbit mAb
비고/별칭	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3675
GeneID	3675
면역원	인간 인테그린 알파 3/CD49c (NP_002195.1)의 아미노산 466-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
애플리케이션	IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P26006
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백